

FICHE INFORMATION PRX-T33

Qu'est-ce que le PRX-T33 ?

Le PRX-T33 est un soin de bio-revitalisation innovant qui stimule la régénération de la peau en profondeur, sans exfoliation visible. Il s'agit d'un peeling bio-revitalisant non exfoliant de dernière génération, conçu pour stimuler le renouvellement cellulaire et agir profondément dans le derme tout en préservant l'épiderme.

Contrairement aux peelings chimiques classiques qui provoquent une desquamation visible, l'association unique de TCA à 33 %, de peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) et d'acide kojique permet d'activer la régénération cutanée en douceur sans endommager la surface de la peau. Le peroxyde d'hydrogène module l'action du TCA, favorisant sa pénétration tout en limitant l'effet irritant. À la Clinique Renécia, ce traitement du laboratoire WiQo Med redonne de l'éclat, améliore la texture cutanée et renforce la tonicité, tout en respectant l'intégrité de la peau et en convenant à tous les types de peau en toute saison.

Objectifs du traitement

Le soin PRX-T33 a pour objectif de :

- Raviver l'éclat du teint et redonner de la luminosité à la peau ;
- Améliorer l'hydratation cutanée ;
- Lisser les ridules et affiner le grain de peau ;
- Réduire les pores dilatés et homogénéiser la texture ;
- Atténuer les taches pigmentaires, les cicatrices récentes ou les vergetures rouges ;
- Prévenir le relâchement cutané ;
- Agir à la fois comme un booster d'éclat immédiat et comme un traitement de fond anti-âge.

Indications possibles

Ce traitement peut notamment être proposé pour :

- Les peaux ternes, déshydratées ou fatiguées ;
- Les premiers signes de relâchement ou de rides fines ;
- Les irrégularités du teint (taches, pores dilatés, cicatrices légères) ;
- Les peaux souhaitant un effet coup d'éclat avant un événement (mariage, soirée, shooting) ;
- Les peaux sensibles ou fines, grâce à sa haute tolérance.

À qui s'adresse ce traitement ?

Le PRX-T33 convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ou fines, et peut être réalisé à tout moment de l'année puisqu'il n'est pas photosensibilisant. Il s'adresse à toutes les

personnes souhaitant raviver leur teint, améliorer leur hydratation, lisser leurs ridules, réduire les pores dilatés, atténuer les taches ou prévenir le relâchement cutané.

Il peut également être combiné à d'autres traitements esthétiques (laser, radiofréquence, injections, LED) afin de potentialiser les résultats. Une consultation préalable est recommandée avec un médecin afin d'évaluer la qualité de la peau et de déterminer le protocole adapté.

Zones traitées

Le PRX-T33 peut être appliqué sur de nombreuses zones :

- Visage : pour unifier le teint, lisser la peau et atténuer les rides ;
- Cou et décolleté : pour raffermir la peau et estomper les taches ;
- Corps : sur la plupart des zones présentant un relâchement ou un aspect froissé grâce à sa haute tolérance.

Contre-indications

Le traitement PRX-T33 n'est pas recommandé dans les situations suivantes :

- Peau irritée, enflammée ou présentant une dermatite séborrhéique ;
- Allergie connue à l'acide kojique ;
- Présence d'éruption cutanée ou d'herpès sans traitement prophylactique ;
- Grossesse et allaitement ;
- Maladies auto-immunes ou traitements photosensibilisants.

Une consultation préalable permet d'écarter toute contre-indication et d'adapter le protocole si nécessaire.

Effets secondaires possibles

Le soin PRX-T33 peut entraîner une sensation d'échauffement ou de picotements passagers pendant l'application, et de légères rougeurs transitoires s'estompant rapidement, permettant une reprise immédiate des activités quotidiennes.

Afin de favoriser la récupération, il est conseillé de :

- Hydrater régulièrement la peau dans les jours qui suivent la séance ;
- Utiliser une protection solaire élevée (SPF 50) pendant 3 à 4 jours après le traitement.

Résultats attendus

Les effets du PRX-T33 sont visibles dès la première séance : le teint est éclatant, la peau est repulpée, souple, plus lisse et plus ferme.

Les bénéfices s'intensifient au fil des semaines grâce à la stimulation continue de la production de collagène et d'élastine par les fibroblastes.

À retenir

Le PRX-T33 est un peeling bio-revitalisant sans exfoliation visible, qui associe TCA à 33 %, peroxyde d'hydrogène et acide kojique pour stimuler le collagène en profondeur, sans desquamation ni éviction sociale. Ce traitement convient à tous les types de peau, y compris sensibles, et peut être réalisé toute l'année puisqu'il n'est pas photosensibilisant ; les résultats éclatants et repulpés sont visibles dès la

première séance. Le protocole recommandé est de 3 à 5 séances espacées de 7 à 10 jours, avec des résultats qui se prolongent de 6 à 12 mois et un entretien d'une à trois séances par an. Le soin se déroule avec un nettoyage, l'application du produit par massage en plusieurs passages, un rinçage, puis l'application d'une crème hydratante, d'une protection SPF 50 et généralement d'une séance de LED.